

<b>Strumentazione dedicata ad uso "BIOLOGICO"</b>	<b>Utilizzo</b>	<b>Note</b>
Cappa a flusso laminare Biohazard Classe II	Permette l'utilizzo in condizioni sterili di microorganismi	
Incubatore IC 80	Per colture cellulari solide e liquide in statico a temperatura controllata	
Mini Incubatore Heidolph a scuotimento orbitale e termostattizzato	Per colture cellulari in fase liquida	
Microcentrifuga HETTICH HT 200430 MOD MIKRO 20	Centrifuga per eppendorf dedicata a campioni biologici	
Frigorifero verticale BOSCH -20°C	Utilizzato e dedicato alla conservazione di agenti biologici	
Microscopio Ottico Binoculare Axiostar Zeiss	Utilizzato per osservare microorganismi fino a 1000 ingrandimenti	
Autoclave TIMO 23 lt completa di cestello mediumbox 280x260mm	Utilizzata per sterilizzare terreni e il necessario per le colture.	
Camera Fredda a +4°C	Conservazione di campioni biologici e manipolazione degli stessi a temperatura +4°C.	
pH-metro Crison		
Bilancia Analitica Orma		
Bilancia Tecnica Orma		
Armadio aspirato Duperthall "90" per infiammabili		
Armadio aspirato per acidi e basi		
NanoDrop_OneC ThermoFisher	Spettrometro UV-Vis	<a href="https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ND-ONE-W#/ND-ONE-W">https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/ND-ONE-W#/ND-ONE-W</a>

Produttore di acqua MilliQ Millipore e deionizzatore Elix 5 Millipore		Condiviso con CERM (50%)
Macchina per la produzione del ghiaccio		Condiviso con CERM (50%)
Ultra centrifuge Beckmann Optima LE-80K		Condivisa con CERM (50%)
Cappa Chimica Arredi Villa		Condivisa con CERM